



# TRIUMPH

## ALGINATO CROMÁTICO 100 HORAS

Sabor a menta

Tiempo de mezcla: 45 segundos

Tiempo de trabajo total: 1 minuto 45 segundos

Tiempo de fraguado en boca: 30 segundos

Larga estabilidad dimensional (100 horas)

Alta precisión: 20 micrones

Cambia de color según la fase en la que se encuentre:  
- amarillo (violata/rosa/amarillo)

Alginato dental cromático tipo I

Almacenar en lugar seco y fresco por debajo de los 25 C

Impresión completa: 18 g de polvo/ 40 ml de líquido

Con arreglo a la norma ISO 1563

450g

Elaborado por Lascod S.P.A.  
50019 Sesto Fiorentino – Firenze – Via Longo, 18 – Italia

Distribuido por Pegadent Bt.  
1046 Budapest, Erkel Gyula u. 30. Tel.: +36 1 3 709 777 [www.pegadent.hu](http://www.pegadent.hu)